

# 医疗床护栏

## BP21, BP22

BP21, BP22医疗护栏安装于病床时，可做为控制系统延伸的操作媒介，使护理人员或病患在需要急救、照护、床体升降等功能时更便于操作，适用于医疗机构及家庭护理。



### 产品规格及选项


主要应用领域：医疗照护

- 最多按键数：
  - BP21床侧板(背部内侧)4键
  - BP21床侧板(背部外侧)12键
  - BP22床尾板15键
- 护栏重量：
  - BP21床侧板(背部)2.6±0.2 KG
  - BP21床侧板(腿部)2.2±0.2 KG
  - BP22床头板3.8±0.2 KG
  - BP22床尾板4.0±0.2 KG
- BP21角度指示窗
- 电源指示灯
- 床体低位警示灯
- 附红色角度珠4颗
- 材质：PP
- 壳体颜色：Pantone 9100 C
- 客制铭板选项


## 机构尺寸

单位：mm


### ● BP21床侧板(背部)




### ● BP21床侧板(腿部)



● BP21支架




● BP22床头板、床尾板



## 按键定义


---

- BP21床侧板(背部内侧)



| 编号 | 功能   |
|----|------|
| ①  | 背部上升 |
| ②  | 背部下降 |
| ③  | 腿部上升 |
| ④  | 腿部下降 |

● BP21床侧板(背部外侧)



| 编号 | 功能    | 编号 | 功能   |
|----|-------|----|------|
| ①  | 功能锁定键 | ⑦  | 床体上升 |
| ②  | CPR键  | ⑧  | 床体下降 |
| ③  | 左翻身   | ⑨  | 腿部上升 |
| ④  | 右翻身   | ⑩  | 腿部下降 |
| ⑤  | 前倾    | ⑪  | 背腿上升 |
| ⑥  | 后倾    | ⑫  | 背腿下降 |

● BP22床尾板



| 编号 | 功能   | 编号 | 功能   |
|----|------|----|------|
| ①  | 床底灯  | ⑨  | 背腿上升 |
| ②  | CPR键 | ⑩  | 背腿下降 |
| ③  | 左翻身  | ⑪  | 腿部上升 |
| ④  | 右翻身  | ⑫  | 腿部下降 |
| ⑤  | 前倾   | ⑬  | 背部上升 |
| ⑥  | 后倾   | ⑭  | 背部下降 |
| ⑦  | 床体上升 | ⑮  | 按键锁  |
| ⑧  | 床体下降 |    |      |

### 铭板图


- 铭板代码A (有翻身功能)

| 对应位置                  | MOTECK料號 | 铭板图 |
|-----------------------|----------|-----|
| BP21<br>床侧板<br>(背部外侧) | 52H0740  |     |
|                       | 52H0742  |     |
| BP21<br>床侧板<br>(背部内侧) | 52H0741  |     |
|                       | 52H0743  |     |
| BP21<br>床侧板<br>(腿部)   | 52H0755  |     |
|                       | 52H0756  |     |
| BP22<br>床头板           | 52H0757  |     |
| BP22<br>床尾板           | 52H0744  |     |

● 铭板代码B (无翻身功能)


| 对应位置                  | MOTECK料號 | 铭板图 |
|-----------------------|----------|-----|
| BP21<br>床侧板<br>(背部外侧) | 52H0777  |     |
|                       | 52H0778  |     |
| BP21<br>床侧板<br>(背部内侧) | 52H0741  |     |
|                       | 52H0743  |     |
| BP21<br>床侧板<br>(腿部)   | 52H0755  |     |
|                       | 52H0756  |     |
| BP22<br>床头板           | 52H0757  |     |
| BP22<br>床尾板           | 52H0781  |     |

系统配置图




线长示意图

• BP21




• BP22




# 安装方式


- 床架装配尺寸示意图




● BP21升起状态



● BP21降下状态



● BP22安装示意图



### 型号编码

|        |                                   |      |   |   |
|--------|-----------------------------------|------|---|---|
|        |                                   | BP21 | A | 5 |
| 型号     | BP21: 床侧板<br>BP22: 床头和床尾板         |      |   |   |
| 铭板代码   | A: 有翻身功能<br>B: 无翻身功能 (請參考 銘板圖 段落) |      |   |   |
| 转接延长线长 | 5: 1500mm<br>6: 2000mm            |      |   |   |